

PROTOCOLO	LASER	PULSO	DOSE	PPA	MODO	END POINT
BBLASER Skin	1927nm	10ms	10mj	225	Varredura	Eritema leve
Melasma Epidérmico	1927nm	10ms	5-10mj	225	Varredura	Eritema leve
Melasma Dérmico	1927nm	10ms	10-20mj	225	Varredura	Eritema leve
Melasma Misto	1927nm	10ms	10-20mj	225	Varredura	Eritema leve
Hiperpigmentação HIP	1927nm	10ms	5-10mj	225-400	Stack/varredura	Eritema leve
Rejuvenescimento I-II	1927nm	10ms	15mj	225	Stack/varredura	Eritema leve
Rejuvenescimento III	1550nm	15ms	20mj	225-400	Stack/varredura	Eritema médio
Rejuvenescimento IV	1550nm	20ms	30mj	400	Stack/varredura	Eritema intenso
Rugas e Linhas Pele Espeça	1550nm	10-20ms	10-30mj	25-100	Varredura	Eritema médio
Rugas e Linhas Finas Senil	1550nm	5ms	05-20mj	36-64	Stack	Eritema médio
Rosácea	1550nm	20ms	10-20mj	225-400	varredura	Eritema intenso
Discromia	1927nm	10ms	5-10mj	100-225	Stack até 2x	Eritema médio
Drug Delivery	1927nm	10ms	20mj	400-784	varredura	Eritema médio
Alopécia	1927 nm	4ms	5-15mj	225-400	contínuo	Eritema

PROTOCOLO	LASER	PULSO	DOSE	PPA	MODO	END POINT
Lábios	1927nm	5-10ms	10mj	225	Varredura	Eritema médio
Cicatrizes Hipertrofica	1927nm	5-10ms	10-30mj	225	Stack/Var 3x	Eritema médio
Cicatrizes Hipotróficas	1550nm	5-20ms	10-30mj	225	Stack 2-5x	Edema médio
Cicatrizes Pigmentares	1927nm	5-10ms	10-15mj	225-400	Stack 2-3x	Eritema leve
Estrias Vermelha	1927nm	5-10ms	15-30mj	225-400	Stack/Var 3x	Eritema médio
Estrias Brancas	1550nm	5-10ms	20-30mj	225-400	Stack/Var 2x	Eritema médio
Poros Dilatados	1927nm	5-10ms	10-20mj	225-400	Varredura	Eritema médio
Duo Wave Pisom	Duplo 1550/1927nm	10-20ms	15-20mj	400	Varredura	Eritema intenso
Olheiras	1927nm	5-10ms	10mj	400	Stack até 2x	Eritema médio
Cicatrizes Íntimas	1927nm	5ms	10mj	225	Varredura	Eritema leve
Clareamento Íntimo	1927nm	5ms	10mj	175	Varredura	Eritema leve
Flacidez Íntima	1550nm	10ms	10mj	225	Varredura	Eritema leve

PROTOCOLO	LASER	PULSO	DOSE	PPA	MODO	END POINT
Hair Regrowth	1927nm	5ms	5-10mj	225-400	Varredura	Leve eritema
Alopecia	1927nm	5ms	10-15mj	225-400	Varredura	Leve eritema
Barba e sobrancelhas	1927nm	5ms	5-10mj	25-225	Stack até 2x	Leve eritema
Acne	1927nm	3-5ms	10mj	529	Stack 2-3x	Eritema médio
Cicatriz de Acne	1927nm	10ms	10mj	400	Stack até 3x	Eritema médio
Fotodano Tecidual	1927nm	10ms	10-20mj	144-324	Varredura	Eritema médio
Lifting de Seios	1927nm	5ms	5-10mj	225	Varredura	Eritema leve
Resurfacing/Proibidão	1927nm	5-10ms	20-40mj	225-400	Varredura	Eritema intenso
Xantelasma	1927nm	10ms	30-40mj	200	Stack 4-7x	Frost
Acrocons	1927nm	10ms	20-30mj	400	Stack 4	Frost
Blefarolaser	1550nm	10-20ms	20-35mj	225	Contínuo	Eritema médio
Onicomucose	1927nm	10ms	30-40mj	150	Stack 3-5x	Frost

PROTOSCOLO	LASER	PULSO	DOSE	PPA	MODO	END POINT
Queratose Actínica	1550nm	10ms	5-20mj	100	Stack	Eritema médio
Doença de Bowen	1927nm	5-10mj	15mj	64-324	Varredura	Eritema médio
Angiofibromas	1550nm	10mj	30-50mj	225	Stack	Eritema médio
Granuloma Piogênico	1550nm	10ms	30mj	225	Stack até 4x	Eritema
Siringomas	1927nm	10ms	30-50mj	400	Stack até 4x	Frost
Dermatose do Couro Cabeludo	1927nm	10ms	5-15mj	225	Stack	Eritema leve
Dermatite Atópica	1550nm	10-15 ms	5-10mj	225	Stack	Eritema leve
Lesões Orais	1550nm	15ms	10-15mj	225-400	Varredura até 2x	Eritema
Rejuvenescimento Pescoço e Colo	1550nm	15-20ms	10-20mj	400	Varredura até 2x	Eritema leve
Rejuvenescimento Glúteos	1550nm	5-10ms	10mj	225	Varredura	Eritema médio
Clareamento das Mãos	1927nm	10ms	10-15mj	225	Stack/Varredura	Eritema médio
Rejuvenescimento das Mãos	1550nm	10ms	10-15mj	225	Stack/varredura	Eritema médio
Poiquidermia	1550 nm	15ms	10-15mj	225-400	Varredura até 3x	Eritema médio